

Système de purification d'eau Thermo Scientific Barnstead TII

Système de purification d'eau de type II

Le système Thermo Scientific Barnstead TII associe prétraitement, osmose inverse, déionisation et photo-oxydation UV dans le même appareil. L'eau de Type II produite par le système Barnstead TII peut être utilisée en toute confiance dans de nombreuses applications de laboratoire, notamment la préparation de tampons et de milieux, les applications cliniques, et l'alimentation des équipements de laboratoire comme les machines à laver ou les enceintes climatiques.



Caractéristiques

- Notre système "tout en un" fournit l'eau de Type II directement, éliminant les problèmes de dégradation de la pureté provoquée par le stockage comme cela est fait dans les systèmes concurrents.
- Grâce à l'écran LCD très lisible, vous surveillez facilement la qualité de l'eau produite, de l'eau d'alimentation et de l'eau osmosée, ainsi que les pressions dans le système.
- Les systèmes de contrôle permettent de visualiser et de contrôler les principaux composants et vous alertent en cas d'anomalie.
- L'installation et le changement des cartouches en une seule manipulation n'a jamais été aussi simple.
- Des réservoirs de 30 et 60 litres sont disponibles pour une réserve d'eau instantanée.
- La forme cylindrique et la lampe UV optionnelle contribuent à limiter la prolifération bactérienne dans les réservoirs.
- Une installation sur paillasse ou mural est possible, sans accessoires supplémentaires.



L'écran LCD très lisible fournit toutes les informations nécessaires.



Système de purification d'eau Thermo Scientific Barnstead TII

Caractéristiques						
Poids à l'expédition kg	Dimensions globales H x L x P cm	Pression d'arrivée max. bar	Connexion d'entrée	Température d'eau d'alimentation °C	Alimentation électrique Volts/ Hz	Alimentation en pression
20,4	49,5 x 34,2 x 43,2	2-6,9	Tuyau d'alimentation 3/8" (fourni)	4° -40°	90 à 240 V CA 100 VA 47 à 63 Hz	1 L/Mn

Informations de commande	
Référence	Désignation
D14031	Barnstead TII 12 L/H
D14041	Barnstead TII 24 L/H

Accessoires Barnstead TII

Accessoires		
Référence	Désignation	Poids à l'expédition kg
D14061	Réservoir de stockage 30 litres pour Barnstead TII	11.3
D14062	Réservoir de stockage 30 litres avec option UV pour Barnstead TII	
D14063	Réservoir de stockage 30 litres avec pompe de distribution pour Barnstead TII	13.6
D14064	Réservoir de stockage 30 litres avec option UV et pompe de distribution pour Barnstead TII	
D14071	Réservoir de stockage 60 litres pour Barnstead TII	18.1
D14072	Réservoir de stockage 60 litres avec option UV pour Barnstead TII	
D14073	Réservoir de stockage 60 litres avec pompe de distribution pour Barnstead TII	20.4
D14074	Réservoir de stockage 60 litres avec option UV et pompe de distribution pour Barnstead TII	
AY1406X1	Kit UV avec lampe pour réservoirs de stockage	
AY1406X2	Pompe de distribution "Smart"	
AY1406X3	Kit UV avec pompe de distribution	
LMX31	Lampe UV de rechange pour réservoir de stockage	
LMX13	Lampe UV de rechange pour Barnstead TII	
D502137	Pack de cartouches pour Barnstead TII	
D502138	Kit de démarrage pour Barnstead TII 12L/H	
D502139	Kit de démarrage pour Barnstead TII 24 L/H	
D502113	Préfiltre 5 microns	
D502114	Cartouche MPS	
D502115	Cartouche en charbon actif	
FL1265X1	Membrane d'osmose pour Barnstead TII	
25001	Filtre de rechange pour event de réservoir	

Encombrement
Côtés : >22,9 cm pour l'entretien
Dessus : >7,6 cm pour le retrait du couvercle
Avant : >12,1 cm pour l'ouverture de la porte avant

Informations relatives à la certification

Les systèmes TII sont certifiés CE, CUL et CSA.



Informations relatives à la garantie

Le TII est garanti un an sur les pièces.